## 「スイッチひとつのコミュニケーション」でお馴染みの レッツ・チャットの出張体感会を開催しました!



失日(7/25)13:00より 総合療育リハ・サービス

スタッフ様向けに

「レッツチャット体感会」

を開催致しました!

約30名の様々な職種の方々

に参加いただきました!

## いつでもどこでも簡単に会話が楽しめます

デザインと使いやすさを両立。どなたでも安心してお使いいただけます。

家電感覚で「入/切」が可能です。 「入」の時に入力スイッチを押せば すぐに文章を作成できます。

●外部ブザー端子 対応品のワイヤレスコールを 取り付けます。

●入力スイッチ端子 対応品の入力スイッチを 接続します。



利用者に代わって 支援者が操作するボタンです。 一戻ボタン●全消ボタン●入力1ボタン●入力2ボタン

作成した文章を読み上げる音声や 操作音を出力します。

液晶画面

選択した文字は液晶画面に順次表示され、 最大360文字(36文字×10画面)まて入力することができます。

●文字板

選択可能枠が順番に赤く光ります。

レッツチャットは2003年に登場 した歴史のある商品ですので 「名前は聞いた事がある」 という方も多数いらっしゃると 思いますが、実機に触れた事 のある方は少ないと思います。

#インと使いやすさを両立。 どなたでも安心してお使いいただけます!



レッツチャットを 個別体感中!

予想を超える大勢の方に **ご参加いただき、誠に** ありがとうございました!

アイフルケア スタッフー 同





アイフルケアでは、この様な 出張イペントも行いますので お気軽にお声掛け下さい!

(機材搬入・セッティングも当ちで行います)



